

速敏檢[®] 20

FastCheckPOC[®] 20
DIAGNOSTICS AT A DROP

德國製造 • 三大特性

可靠

- 德國、歐盟及澳洲認可的醫學測試
- 已獲ISO9001及ISO13485國際認證



快速

速敏檢只需刺指尖，**不需進行抽血！**
測試結果**翌日**便知！

(2歲以下的小朋友則需刺腳板)



全面

速敏檢可檢測**9成**最常見的環境及食物致敏原，為香港而設！

(包括蛋白、牛奶、花生、魚類、龍蝦、扇貝、牛肉、羊肉、蝦、蟹、塵蟎、霉菌、貓狗毛、蟑螂...)



詳情請參閱



www.ksena.com.hk/test



常見問題

問:我的兒子好怕打針，使用速敏檢需在兒童身上打針然後抽血嗎？

答:不需，使用速敏檢只需在兒童的指尖穿刺一下，再抽取少量血液進行檢驗，所以兒童不需要擔心抽血過程會產生很大痛楚。

問:速敏檢只包含數十種致敏源，會否不足夠檢測到哪些致敏原令我過敏？

答:諮詢過一些過敏醫生、兒科醫生和參考過一些香港研究，香港9成的過敏症都是這數十種致敏原引起，由其他致敏原引起過敏是較少見的。如果要檢測所有的致敏原，則需要抽取大量血液，費用亦相對昂貴。

FastCheckPOC[®] 20
DIAGNOSTICS AT A DROP

DST
www.dst-diagnostic.com

Ksena[®]
Allergy Products
領恩醫藥有限公司

資料來源:

1. Available at http://orientaldaily.on.cc/cnt/news/20150108/00176_100.html
2. Chan YT. *et al.* HKMJ. 2015; 21(1), 52-60.
3. Leung R. *et al.* HKMJ. 1997; 3: 211-217
4. Alvares M. *et al.* Pediatrics. 2013; 132(1):e229-32.
5. Available at http://www.allergy.org.hk/guidelines_approved.pdf
6. Available at <http://www.allergyhk.org/?p=641>

診所/中心資料:



快速IgE過敏測試

尤其適合患濕疹、食物敏感、鼻敏感人士
(請與本中心醫護人員查詢)



我要遠離**致敏原!**

【過敏症】與【致敏原】？

過敏症是身體對本來無害的物質產生不正常的免疫反應，可透過接觸、呼吸、進食致敏原引起。致敏原即是致敏的抗原，當過敏人士接觸到某些抗原會特別容易產生起過敏作用。

本港有4成【兒童】 患上【過敏症】¹⁻²

敏感類別	過敏兒童比例(%)
鼻敏感	30 - 40
哮喘	10
食物敏感	5
濕疹	31

本港有6成哮喘【成人】 都是對【塵蟎】產生過敏³

環境致敏原	成人過敏比例 (%)
塵蟎一類/二類	60
蟑螂	41
貓毛	24
狗毛	15

過敏症對【日常生活】及【心理影響】



速敏檢[®] 20

FastCheckPOC[®] 20
DIAGNOSTICS AT A DROP[®]

您的首選IgE血液檢測

美國研究文獻
PEDIATRICS 表示⁴：

【IgE 血液檢測是最常用於食物敏感的檢測方法。】



【香港過敏科醫學會】在最近發佈的<<牛奶蛋白過敏的診斷和處理的指引>>中，指出IgE 血液檢測是一個合適的過敏檢測⁵。

【香港過敏協會】建議使用IgE 血液檢測來作敏感測試⁶。